



zorgmail

Handleiding ZorgMail Medicores

Referentienummer / Versie

11-5-2017 / 2.2

Enovation

Zorgmail

Contact

+31 (0)88 8 366 399

info@zorgmail.nu

www.zorgmail.nl



Inhoudsopgave

1	Werken met ZorgMail en Medcore	3
1.1	Instellen ontvangers	3
1.2	Verzenden berichten	3
1.3	Ontvangen berichten	4

1 Werken met ZorgMail en Medicore

1.1 Instellen ontvangers

Leverancier Medicore zorgt voor een import van alle huisartsen inclusief het ZorgMailadres. Deze hoeven dus niet handmatig ingevoerd te worden.


1.2 Verzenden berichten

In Medicore kunnen brieven verstuurd worden op twee manieren, deze zijn hieronder beschreven.


Vanuit de agenda:

- **[Agenda]** > klik op een afspraak met rechter muisknop > **[verzend brief]**.
- Vink bij *Verzendopties* de optie *Edifact (voor huisarts)* aan (zie afbeelding 1.1).
- Klik op **[Verzenden]**.

Afbeelding 1 Verzenden berichten



Afbeelding 1.1 Verzenden berichten




Als de huisarts (ingevoerd bij patiëntregistratie) ZorgMail heeft zal de optie *Edifact (voor huisarts)* dikgedrukt worden.

Vanuit het medisch dossier patiënt:

- Open een dossier.
- Maak een brief aan.
- Vink bij Verzendopties de optie *Edifact (voor huisarts)* aan (zie afbeelding 1.1).
- Klik op **[Verzenden]**.

Afbeelding 1.1 Verzenden berichten



Als de huisarts (ingevoerd bij patiëntregistratie) ZorgMail heeft zal de optie *Edifact (voor huisarts)* dikgedrukt worden.

1.3 Ontvangen berichten

Medicore kan geen ZorgMail berichten ontvangen. Inkomende berichten worden afgeleverd in **ZorgMail Secure e-mail** (<https://mail.zorgmail.nl>).